

Bevisad effekt mot nagelsvamp

- ✓ Penetrerar hela nageln
- ✓ Behandlar nagelsvamp
- ✓ Kliniskt testad

NAILNERS PRODUKTSORTIMENT:

- Nailner Pensel (5 ml)
- Nailner Penna (4 ml)
- Nailner Pensel 2-i-1 (5 ml) – för snabbt synligt resultat
- Nailner Penna 2-i-1 (4 ml) – för snabbt synligt resultat

ANVÄNDARANVISNING

Nailner Pensel och **Nailner Penna** är avsedda för behandling och förebyggande av nagelsvamp.

Nailner Pensel 2-i-1 och **Nailner Penna 2-i-1** är avsedda för behandling och förebyggande av nagelsvamp och innehåller även en ingrediens som ljusar upp och förbättrar den infekterade nagelns utseende.

BAKGRUNDSINFORMATION OM NAGELSVAMP (ONYKOMYKOS)

Onykomykos är en svampinfektion som drabbar tå- och/eller fingernaglarna. Det är en smittsam, misspyrdande sjukdom som kan orsaka obehag och smärta.

- Nagelsvamp utgör nästan 50 % av alla förekommande förändringar i naglarna, och är därmed den vanligaste sjukdomen i naglarna.
- Cirka 6–8 % av alla vuxna lider av nagelsvampinfektioner.
- Denna andel ökar till 15–20 % i åldersgruppen 40–60 år.

En infektion i nageln syns ofta först som en missfärgad (vit eller gul) fläck under nagelns yttre del. När svampen sprids längre ner i nageln blir nageln missfärgad, förtjockad och får spröda spruckna kanter. Svampinfektioner i naglarna förtjockar även vävnaden under nageln, vilket kan leda till att nagelns kanter lyfts. Detta kan i sin tur leda till onykolyse, dvs. att nageln lossnar från nagelbädden och faller av, en process som sker gradvis och smärtfritt. Infektionen kan sprida sig till omgivande naglar och till huden. Svampen kan också irritera nagelbädden eller nagelbandet och omgivande vävnad. Irritationen kan förvärras av den mekaniska vävnadsskada som den grova nageln orsakar.

HUR VERKAR NAILNER?

Nailner behandlar och förebygger nagelsvamp effektivt.

- Den unika sammansättningen gör att de aktiva ingredienserna penetrerar ner i hela nageln och bekämpar nagelsvampen genom att skapa en missgynnsam miljö för svampen.
- Skyddar växande ny nagel mot att infekteras.

Nailner Pensel 2-i-1 och **Nailner Penna 2-i-1** behandlar inte bara nagelsvampen utan ger också snabb förbättring av den infekterade nagelns utseende. Den uppljussande ingrediensen förbättrar utseendet på den infekterade nageln efter bara 7 dagar.

ANVÄNDARANVISNING (PENNA OCH PENSEL)

Rengör nageln och avlägsna nagellack, inklusive Nailner Nagellack som andas, före varje behandling. Nailner-lösning behöver inte avlägsnas mellan behandlingarna. Nageln behöver inte filas före användning.

Lösningen måste appliceras på hela nagelytan, även under nagelkanten. Undvik kontakt med hud. Använd en bomullspinne till att torka bort lösning som hamnat på nagelbanden och huden på tån eller fingret. Låt lösningen torka i 1–2 minuter innan nageln täcks (med strumpor, skor eller handskar). Du behöver inte trycka pennen hårt mot nageln när du applicerar lösningen. Tvätta inte händerna eller fötterna förrän den applicerade lösningen har torkat. Skruva på locket ordentligt efter varje användning. Applicera lösningen 2 gånger dagligen under de 4 första veckorna och därefter 1 gång dagligen tills en frisk nagel har ersatt den skadade nageln. Det tar vanligen 6 månader för en fingernagel och 9–12 månader för en tånagel att växa ut helt. Nailner Penna och Nailner Penna 2-i-1 räcker till cirka 400 appliceringar. Nailner Pensel och Nailner Pensel 2-i-1 räcker till cirka 300 appliceringar. Nailner Penna och Nailner Pensel kan även användas i förebyggande syfte. Applicera Nailner en gång om dagen för att förebygga svampinfektion i naglarna. Eftersom Nailner innehåller ingredienser som bekämpar svampen kan du inte smitta dig själv genom att använda samma pensel eller penna till alla naglar.

VARNINGAR OCH KONTRAINDIKATIONER

Endast för utvärtes bruk. Förvaras utom räckhåll för barn. Undvik kontakt med ögon eller slemhinner. Vid kontakt med ögonen, spola rikligt med ljummet vatten i flera minuter. Rådgör med läkare om tillståndet kvarstår eller förvärras. Undvik kontakt med huden. Exponera inte det behandlade området för direkt solljus efter applicering. Använd inte produkten om du är allergisk mot någon av ingredienserna. Avbryt användning i händelse av en allergisk reaktion eller irritation, och kontakta läkare. Rådgör med läkare om du är diabetiker, har dålig blodcirkulation, är gravid eller ammar.

Det finns ingen åldersgräns för användning av Nailner-produkter men innan produkten används till barn under 16 års ålder bör läkare rådfrågas eftersom nagelsvamp är sällsynt hos barn.

FÖRVARING

Förvaras i rumstemperatur. Lättantändlig. Undvik inandning.

För mer information om orsaker, symtom och förebyggande åtgärder mot nagelsvamp besök: www.nailner.se

INGREDIENSER Nailner Pensel / Nailner pensel + Nailner Penna / Nailner penn
Ethyl Lactate, Aqua, Glycerin, Lactic Acid, Citric Acid.

INGREDIENSER Nailner Pensel 2-i-1 / Nailner 2i1 pensel + Nailner Penna 2-i-1 / Nailner 2i1 penn
Ethyl Lactate, Glycerin, Aqua, Lactic Acid, Resaclophenone, Citric Acid.

Dokumentert effektiv mot neglesopp

- ✓ Metter hele neglen
- ✓ Behandler neglesopp
- ✓ Klinisk testet

NAILNER-PRODUKTSERIE:

- Nailner pensel (5 ml)
- Nailner penn (4 ml)
- Nailner 2i1 pensel (5 ml) – for raske, synlige resultater
- Nailner 2i1 penn (4 ml) – for raske, synlige resultater

INDIKASJONER FOR BRUK

Nailner pensel og **Nailner penn** behandler og forebygger neglesopp.

Nailner 2i1 pensel og **Nailner 2i1 penn** behandler og forebygger neglesopp samtidig som den forbedrer utseendet på den infiserte neglen raskere ved hjelp av den ekstra forfriskende effekten.

BAKGRUNNSINFORMASJON OM NEGLESOPP (ONYKOMYKOS)

Onykomykose (neglesopp) er en soppinfeksjon som rammer neglene på tær og fingre. Det er et skjemmende og potensielt ubehagelig og smertefullt problem, som kan smitte fra en person til en annen.

- Neglesopp utgjør ca. 50 % av alle forandringer i negler, og er det vanligste problemet med neglene.
- Ca. 6–8 % av den voksne befolkningen lider av soppinfeksjon.
- Denne andelen øker til 15–20 % i aldersgruppen 40–60 år.

En soppinfeksjon i neglen kan begynne som en misfarget (hvit eller gul) flekk under tuppen av tå- og/eller fingerneglen. Når soppen sprer seg dypere i neglen, kan neglen misfarges, tykne og begynne å smuldre opp i kantene. Soppinfeksjon i neglen kan også gjøre vevet rett under neglen tykkere og kan gjøre at neglekanten løftes. Dette kan føre til onykolyse, som innebærer at neglen løsner fra neglesengen og faller av. Denne prosessen skjer gradvis og smertefritt. Infeksjonen i neglen kan spre seg til nærliggende negler og hud. Andre risikoer inkluderer irritasjon fra soppen på neglesengen og neglebåndet samt det omkringliggende vevet. Dette kan forverres av at den grove neglen skader vevet fysisk.

HVORDAN VIRKER NAILNER?

Nailner behandler og forebygger soppinfeksjon i neglen effektivt.

- Et unikt transportersystem tillater full metning i neglen og bekjempelse av neglesopp ved å endre neglens miljø til ulempe for neglesoppen.
- Beskytter den nylig vokste neglen fra infeksjon.

Nailner 2i1 pensel og **Nailner 2i1 penn** behandler ikke bare neglesopp, men forfrisker også utseendet på den infiserte neglen raskere. Den tilsatte forfriskende ingrediensen bidrar til å forbedre utseendet på den infiserte neglen etter bare 7 dager.

BRUKSANVISNING (PENN OG BØRSTJE)

Rens neglen og fjern neglelakk, inkludert Nailner pustende neglelakk, før hver applikasjon. Det er ikke nødvendig å fjerne Nailner-løsningen mellom applikasjonene. Ingen filing av neglen er nødvendig før bruk.

Løsningen må påføres på hele neglens overflate, inklusive undersiden av den fremre kanten. Unngå kontakt med huden, og bruk en vattpinne til å fjerne overflødig løsning fra neglebåndet og huden på tåen eller fingeren. La løsningen tørke i 1–2 minutter før du dekker til neglen (sokker, sko eller handsker). Det er ikke nødvendig å bruke ekstra trykk med pennen under applikasjon. Ikke vask hendene eller føttene før den påførte væsken har tørket. Sett heften godt fast på pennen eller flasken etter hver bruk. Påfør to ganger daglig de første fire ukene, og deretter én gang daglig til den friske neglen har erstattet den skadde neglen. Det tar normalt 6 måneder før en fingernegl og 9–12 måneder før en tånegl er helt erstattet. Nailner penn og Nailner 2i1 penn inneholder tilstrekkelig løsning til ca. 400 applikasjoner. Nailner pensel og Nailner 2i1 pensel inneholder tilstrekkelig løsning til ca. 300 applikasjoner. Nailner penn og Nailner børste kan også brukes forebyggende. Påfør Nailner en gang daglig for å forebygge neglesopp. Siden Nailner inneholder ingredienser som bekjemper soppen, kan du ikke infisere deg selv ved å bruke samme pensel eller penn på alle neglene.

ADVARSLER OG KONTRAINDIKASJONER

Kun til utvortes bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med øyne og slimhinner. Ved kontakt med øynene, skyll forsiktig med vann i flere minutter. Oppsøk lege hvis tilstanden vedvarer eller forverres. Unngå kontakt med hud. Det behandlete området skal ikke eksponeres for direkte sollys etter påføring. Ikke bruk produktet hvis du er allergisk mot noen av ingrediensene. Stans bruken hvis det oppstår en allergisk reaksjon eller irritasjon, og rådfrå deg med lege. Kontakt lege dersom du er diabetiker eller lider av dårlig sirkulasjon, ammer eller er gravid.

Det finnes ikke en aldersgrense for bruk av Nailner-produkter, men hvis barnet ditt er under 16 år, anbefaler vi å rådfrå deg med lege før behandling, siden neglesopp er sjelden hos barn.

OPPBEVARING

Oppbevares i romtemperatur. Brannfarlig. Unngå innånding.

Før mer informasjon om årsaker, symptomer og forebygging av neglesopp eller for å lære mer om Nailner sine produkter, besøk: www.nailner.no

Senaste revision / Sista revision:
September 2018

Trimb Healthcare, Barbara Strozilaan 201,
1083 HN Amsterdam, The Netherlands